

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## ANESTESIA E CIRURGIA

### SEPTOJECT XL

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL



Indicador de bisel  
Garante o direcionamento  
correto do anestésico

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Agulha tribiselada e de excelente flexibilidade, cânula polida e siliconizada, resulta em menor trauma tecidual

Tubos de aço inoxidável de alto grau cirúrgico, reduzem o risco de quebra e ruptura da agulha

#### APRESENTAÇÃO

Caixa com 100 agulhas estéreis descartáveis



Agulha  
convencional



Septoject XL  
Diâmetro interno  
**43% maior**

Comprimento	Calibre	Cód. de cor
Extracurta - 12 mm	30 g	
Curta - 23 mm	30 g	
Longa - 30 mm	27 g	
Extralonga - 35 mm	27 g	

### PHARMAÉTHYL

SPRAY CRIOANESTÉSICO À BASE DE TETRAFLUORETANO



#### INDICAÇÃO

Anestesia tópica antes da extração de dentes decíduos ou afetados em termos periodontais

Incisão de abscessos

Teste de vitalidade pulpar

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O tetrafluoretano possui maior ação crioanestésica que o cloreto de etila

Ação refrescante mais rápida e profunda, melhorando a eficácia

#### APRESENTAÇÃO

Frasco spray com 180 g, com dose pré-definida

### ALVEOGLY

CURATIVO ALVEOLAR À BASE DE  
PENGHAWAR DJAMBI (FIBRA NATURAL)



**RÁPIDO  
ALÍVIO  
DA DOR!**

#### INDICAÇÃO

Tratamento de alveolite seca e curativo pós-extração

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Facilita o preenchimento da cavidade alveolar e proporciona boa aderência ao alvéolo

Exerce efeito calmante sobre os tecidos alveolares, ajudando a aliviar rapidamente a dor

Prático e de fácil utilização: não requer eliminação posterior nem sutura, bem como qualquer outro cuidado além da observação do processo de cicatrização

#### APRESENTAÇÃO

Frasco com 10 g

### R.T.R.

MATERIAL PARA ENXERTO ÓSSEO  
À BASE DE  $\beta$ -FOSFATO TRICÁLCIO



**100%  
SINTÉTICO**

#### INDICAÇÃO

Reposição de perda óssea pós-extração dentária ou tratamento de falha intraóssea

Material de enxerto ósseo em procedimentos de levantamento sinusal

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Produzido a partir de grânulos de  $\beta$ -fosfato tricálcio de origem 100% sintética

Substituto ósseo estéril, gradualmente reabsorvível

Estrutura micro e macro porosa, osteocondutora, que estimula o crescimento de novo osso denso

Ajuda a renovar a integridade óssea no período de 3 a 6 meses

#### APRESENTAÇÃO

Seringa curva de 0,8 cm<sup>3</sup> em embalagem única, esterilizada por radiação gamma (dose mínima: 25 kGy)

## ENDODONTIA

### ACROSEAL

CIMENTO ENDODÔNTICO DE MATRIZ EPÓXI  
À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO



**ISENTO DE EUGENOL**  
melhor compatibilidade com as  
técnicas de restauração atuais

#### INDICAÇÃO

Cimento endodôntico permanente

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Adere às paredes do canal e às pontas de guta percha, favorecendo uma excelente vedação dos canais radiculares

Matriz epóxi avançada contendo hidróxido de cálcio que ajuda a melhorar a cicatrização periapical

Baixa solubilidade, minimizando o risco de insucesso no tratamento endodôntico e proporcionando maior tempo de selamento

Radiopaco, fácil visualização das imagens para um acompanhamento de curto e longo prazos

#### APRESENTAÇÃO

Bisnaga com 8,5 g de base, bisnaga com 9,5 g de catalisador e bloco de espatulação quadriculado

### CIMPAT

CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA



#### INDICAÇÃO

Restaurações provisórias em geral e uso entre sessões de tratamento endodôntico, adequação do meio bucal e curativo para clareamento de dentes desvitalizados

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Proporciona melhor adesão à dentina

Endurece rapidamente na cavidade e dilata-se ligeiramente, proporcionando um selamento hermético

Propriedades mecânicas melhoradas: restauração provisória mais duradoura

#### APRESENTAÇÃO

Pote de 25 g nas versões Branco e Rosa



#### CIMPAT BRANCO

Mais plástico que o Cimpat Rosa, normalmente utilizado entre sessões de endodontia

#### CIMPAT ROSA

Resistente à força mastigatória.  
Mais indicado para dentes posteriores  
e necessidade de maior tempo de permanência

### ENDOMETHASONE N

CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE  
ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL



#### INDICAÇÃO

Cimento endodôntico permanente

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Radiopaco, permite fácil acompanhamento a curto e longo prazos

Não é reabsorvível após tomar presa, não sofre contração, resultando numa obturação estável

Possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, devido à presença de Hidrocortisona, reduzindo inflamações pós-operatórias

#### APRESENTAÇÃO

Pó: frasco com 14 g + colher dosadora



## ENDODONTIA

### EUGENOL



\* Consulte disponibilidade do produto

#### INDICAÇÃO

Utilizado em conjunto com cimentos endodônticos (Endomethasone N) e outros cimentos à base de óxido de zinco, para o preparo de pasta de óxido de zinco e Eugenol

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Possui propriedades antissépticas, analgésicas e mecânicas quando combinado ao óxido de zinco

#### APRESENTAÇÃO

Frasco com 13 ml

### ENDOSOLV E

DESOBTURADOR ENDODÔNTICO À  
BASE DE TETRACLOROETILENO



#### INDICAÇÕES

Indicado para remoção de cimentos endodônticos à base de óxido de zinco e eugenol ou resinoso

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Grande capacidade de amolecimento: desobturação mais rápida e eficaz

Reduz os riscos associados com o uso de instrumentos rotatórios durante a desobturação mecânica

#### APRESENTAÇÃO

Frasco com 13 ml

### ENDOPEROX

PERÓXIDO DE  
CARBAMIDA A 100%



#### INDICAÇÃO

Clareamento de dentes desvitalizados

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Ação de clareamento progressivo graças à lenta degradação do peróxido de carbamida em peróxido de hidrogênio

Pó à base de peróxido de carbamida com ação clareadora, bactericida e de limpeza

Apresentado em pó para permitir a utilização de doses personalizadas dos componentes ativos

#### APRESENTAÇÃO

Pó: frasco com 5 g + colher dosadora

## CUIDADO PREVENTIVO

### DETARTRINE

PASTA PARA POLIMENTO E PROFILAXIA



#### INDICAÇÃO

Polimento após remoção de tártaro e alisamento radicular

Polimento de restaurações e esmalte dental

Polimento após clareamento dental

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Ação mecânica abrasiva devido à presença de sílica, não danifica o esmalte dental

Sabor agradável e sensação de frescor graças aos óleos essenciais presentes na composição

#### APRESENTAÇÃO

Frasco com 45 g

# IMPRESSÃO

## PLASTALGIN

ALGINATO PARA IMPRESSÃO DE ALTA PRECISÃO



### INDICAÇÃO

Obtenção de moldes precisos para estudos clínicos e modelos de ortodontia, confecção de modelos para protetores bucais, restaurações provisórias, placas de clareamento, estruturas de prótese parcial e placas de bruxismo

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Alginato classe A para moldagens precisas: copia 20 µm

Hidrofílico, facilita a homogeneização e proporciona excelente umidificação dos tecidos orais

Mistura rápida e fácil, sem deixar bolhas de ar

Agradável aroma de maçã verde

Fórmula "Dust free"

### APRESENTAÇÃO

Pacote com 454 g + medidores

## RACEGEL

GEL TERMOGELIFICANTE PARA PREPARO GENGIVAL



IDEAL PARA  
O PREPARO  
DE FACETAS

### INDICAÇÃO

Preparo de sulcos e controle de hemorragia antes da tomada de impressão

Preparo de cavidades de Classe II, III e V prévio à restauração

Preparo para colocação de coroas e facetas

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Sua propriedade termogelificante assegura a ausência de trauma mecânico ao periodonto, ajuda a controlar a aplicação sem excessiva pressão manual e facilita a aplicação e o enxágue

Cloreto de alumínio a 25% para um controle rápido e preciso da hemorragia

Cor laranja: permite uma rápida visualização durante a aplicação e o enxágue

Hidrossolúvel, de fácil enxágue

Aplicadores de ponta fina, pré-curvados, facilitam a aplicação mesmo em zonas de difícil acesso

### APRESENTAÇÃO

3 seringas com 1,4 g + 30 cânulas

## RACESTYPTINE SOLUÇÃO

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO



### INDICAÇÃO

Complementa a ação mecânica do fio retrator

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Solução à base de cloreto de alumínio tem ação adstringente e excelentes propriedades hemostáticas

Precipita as proteínas séricas e teciduais, induzindo a hemostasia local e contração da camada superficial da gengiva livre

### APRESENTAÇÃO

Frasco com 13 ml + pipeta

SEPTODONT BRASIL  
Rua XV de Novembro ,9944  
Pomerode - SC CEP: 89107-000  
Tel./Fax: 0800 47 1020 | (47) 3395 6115  
E-mail: [sac@septodont.com](mailto:sac@septodont.com)  
[www.septodont.com.br](http://www.septodont.com.br)

 /septodontdobrasil  
 @septodontbrasil



## PRODUTOS SEPTODONT

### **CONTROLE DA DOR**

#### ANESTÉSICOS TÓPICOS

##### **Pharmaéthyl**

Spray crioanestésico à base de tetrafluoretano

##### **Indicação**

- Anestesia tópica antes da extração de dentes decíduos ou afetados em termos periodontais
- Incisão de abscessos
- Teste de vitalidade pulpar

##### **Características e Benefícios**

- O tetrafluoretano possui maior ação crioanestésica que o cloreto de etila
- Ação refrescante mais rápida e profunda, melhorando a eficácia

##### **Apresentação**

Frasco spray com 180g, com dose pré-definida.

Link para download de imagens: [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Pharmaethyl.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Pharmaethyl.rar)

#### **AGULHAS**

##### **Septoject XL**

Agulha gengival descartável

##### **Indicações**

Administração de anestésicos locais.

##### **Características e Benefícios**

- Com diâmetro interno maior (43% mais do que uma agulha convencional), requer menos esforço e reduz a pressão durante a injeção, mesmo em tecidos mais densos, diminuindo a dor no paciente.
- Menor trauma tecidual: agulha tri biselada e de excelente flexibilidade, cânula polida e siliconizada
- Tubos de aço inoxidável de alto grau cirúrgico, reduzem o risco de quebra e ruptura da agulha
- Indicador que permite orientar a posição bisel durante a aplicação.

##### **Apresentação**

Caixa com 100 agulhas estéreis descartáveis.

Link para download de imagens: [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/SeptojectXL.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/SeptojectXL.rar)

##### **Alveogyl**

Curativo alveolar à base de Penghawar Djambi (fibra natural)

##### **Indicação**

Tratamento de alveolite seca e curativo pós-extração

##### **Características e Benefícios**

- Facilita o preenchimento da cavidade alveolar e proporciona boa aderência ao alvéolo
- Exerce efeito calmante sobre os tecidos alveolares, ajudando a aliviar rapidamente a dor
- Prático e de fácil utilização: não requer eliminação posterior nem sutura, bem como qualquer outro cuidado além da observação do processo de cicatrização

##### **Apresentação**

Frasco com 10 g

Link para download de imagens:

[www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Alveogyl.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Alveogyl.rar)

## **ENDODONTIA**

### **OBTURAÇÃO**

#### **Acroseal**

Cimento endodôntico de matriz epóxi à base de hidróxido de cálcio

#### **Indicações**

Cimento endodôntico permanente

#### **Características e Benefícios**

- Adere às paredes do canal e às pontas de guta percha, favorecendo uma excelente vedação dos canais radiculares
- Matriz epóxi avançada contendo hidróxido de cálcio que ajuda a melhorar a cicatrização periapical
- Baixa solubilidade, minimizando o risco de insucesso no tratamento endodôntico e proporcionando maior tempo de selamento
- Radiopaco, fácil visualização das imagens para um acompanhamento de curto e longo prazos

#### **Apresentação**

Bisnaga com 8,5g de base

Bisnaga com 9,5g de catalisador

Bloco de espatulação quadriculado

**Link para download de imagens:** [http://tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Acroseal.rar](http://tdv.com.br/Produtos_Septodont/Acroseal.rar)

#### **Endomethasone N**

Cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol

#### **Indicações**

Cimento endodôntico permanente

#### **Características e Benefícios**

- Radiopaco, permite fácil acompanhamento a curto e longo prazos
- Não é reabsorvível após tomar presa, não sofre contração, resultando numa obturação estável
- Possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, devido à presença de Hidrocortisona, reduzindo inflamações pós-operatórias

#### **Apresentações**

Pó: frasco com 14 g + colher dosadora

**Link para download de imagens:** [http://tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Endomethasone.rar](http://tdv.com.br/Produtos_Septodont/Endomethasone.rar)

#### **Cimpat**

Cimento para restauração provisória

#### **Indicação**

Restaurações provisórias em geral e uso entre sessões de tratamento endodôntico, adequação do meio bucal e curativo para clareamento de dentes desvitalizados

#### **Características e Benefícios**

- Proporciona melhor adesão à dentina
- Endurece rapidamente na cavidade e dilata-se ligeiramente, proporcionando um selamento hermético
- Propriedades mecânicas melhoradas: restauração provisória mais duradoura

#### **Apresentação**

Pote de 25 g nas versões Branco e Rosa

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Cimpat.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Cimpat.rar)

### **DESOBTURAÇÃO**



### **Endosolv E**

Desobturador endodôntico à base de Tetracloroetileno

#### **Indicações**

Indicado para remoção de cimentos endodônticos à base de óxido de zinco e eugenol ou resinoso

#### **Características e Benefícios**

- Grande capacidade de amolecimento: desobturação mais rápida e eficaz
- Reduz os riscos associados com o uso de instrumentos rotatórios durante a desobturação mecânica

#### **Apresentação**

Frasco com 13 ml

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Endosolv\\_E.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Endosolv_E.rar)

### **CLAREAMENTO ENDODÔNTICO**

### **Endoperox**

Peróxido de carbamida a 100%

#### **Indicações**

Clareamento de dentes desvitalizados

#### **Características e Benefícios**

- Ação de clareamento progressivo graças à lenta degradação do peróxido de carbamida em peróxido de hidrogênio.
- Pó à base de peróxido com ação clareadora, bactericida e de limpeza
- Apresentado em pó para permitir a utilização de doses personalizadas dos componentes ativos.

#### **Apresentação**

Pó: frasco com 5 g + colher dosadora

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Endoperox\\_po.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Endoperox_po.rar)

### **IMPRESSÃO**

#### **PREPARO GENGIVAL**

### **Racegel**

Gel termogelificante para preparo gengival.

#### **Indicação**

- Preparo de sulcos e controle de hemorragia antes da tomada de impressão
- Preparo de cavidades de Classe II, III e V prévio à restauração
- Preparo para colocação de coroas e facetas

#### **Características e Benefícios**

- Sua propriedade termogelificante assegura a ausência de trauma mecânico ao periodonto, ajuda a controlar a aplicação sem excessiva pressão manual\_\_\_\_\_e facilita a aplicação e o enxágue
- Cloreto de alumínio a 25% para um controle rápido e preciso da hemorragia
- Cor laranja: permite uma rápida visualização durante a aplicação e o enxágue
- Hidrossolúvel, de fácil enxágue
- Aplicadores de ponta fina, pré-curvadas, facilitam a aplicação mesmo em zonas de difícil acesso

#### **Apresentação**

3 seringas com 1,4 g + 30 cânulas

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Racegel.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Racegel.rar)

### **Racestyptine Solução**

Solução hemostática à base de cloreto de alumínio

#### **Indicações**

Complementa a ação mecânica do fio retrator

#### **Características e Benefícios**

- Solução à base de cloreto de alumínio tem ação adstringente e excelentes propriedades hemostáticas
- Precipita as proteínas séricas e teciduais, induzindo a hemostasia local e contração da camada superficial da gengiva livre

#### **Apresentação**

Frasco com 13 ml + pipeta

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Racestyptine.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Racestyptine.rar)

### **MATERIAL DE IMPRESSÃO**

#### **Plastalgin**

Alginato para impressão de alta precisão

#### **Indicação**

Obtenção de moldes precisos para estudos clínicos e modelos de ortodontia, confecção de modelos para protetores bucais, restaurações provisórias, placas de clareamento, estruturas de prótese parcial e placas de bruxismo

#### **Características e Benefícios**

- Alginato classe A para moldagens precisas: copia 20 µm
- Hidrofílico, facilita a homogeneização e proporciona excelente umidificação dos tecidos orais
- Mistura rápida e fácil, sem deixar bolhas de ar
- Agradável aroma de maçã verde
- Fórmula "Dust free"

#### **Apresentação**

Pacote com 454 g + medidores

**Link para download de imagens:**

[www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Plastalgin.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Plastalgin.rar)

### **PERIODONTIA & CIRURGIA**

#### **TRATAMENTO ÓSSEO**

#### **R.T.R seringa**

Material para enxerto ósseo à base de  $\beta$ -fosfato tricálcio

#### **Indicações**

Reposição de perda óssea pós-extração dentária ou tratamento de falha intraóssea  
Material de enxerto ósseo em procedimentos de levantamento sinusal

#### **Características e Benefícios**

- Produzido a partir de grânulos de  $\beta$ -fosfato tricálcio de origem 100% sintética
- Substituto ósseo estéril, gradualmente reabsorvível
- Libera íons de cálcio e fosfato, ajudando a promover a formação do novo osso
- Estrutura micro e macro porosa, osteocondutora, que estimula o crescimento de novo osso denso
- Ajuda a renovar a integridade óssea no período de 3 a 6 meses

#### **Apresentação**



Seringa curva de 0,8 cm<sup>3</sup> em embalagem única, esterilizada por radiação gamma (dose mínima: 25 kGy)

Link para download de imagens: [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/RTR.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/RTR.rar)

## **CUIDADO PREVENTIVO**

### PROFILAXIA E POLIMENTO

#### **Detartrine**

Pasta para polimento e profilaxia

#### **Indicações**

Polimento após remoção de tártaro e alisamento radicular

Polimento de restaurações e esmalte dental

Polimento após clareamento dental

#### **Características e Benefícios**

- Ação mecânica abrasiva devido à presença de sílica, não danifica o esmalte dental

- Sabor agradável e sensação de frescor graças aos óleos essenciais presentes na composição

#### **Apresentação**

Frasco com 45 g

Link para download de imagens: [www.tdv.com.br/Produtos\\_Septodont/Detartrine.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_Septodont/Detartrine.rar) .

**LIDOSTESIM 2% DLA**

Cloridrato de Lidocaína a 2% com Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000

**Características e Benefícios**

Sendo o sal anestésico mais conhecido, a lidocaína é indicada para a maioria dos pacientes odontológicos.

Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína.

Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo).

**Apresentação**

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_DLA/Lidostesim2.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Lidostesim2.rar)

**LIDOSTESIM 3% DLA**

Cloridrato de Lidocaína a 3% com Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000

**Características e Benefícios**

Sendo o sal anestésico mais conhecido, a lidocaína é indicada para a maioria dos pacientes odontológicos.

Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína.

Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo).

**Apresentação**

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_DLA/Lidostesim3.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Lidostesim3.rar)

**MEPIVALEM AD DLA**

Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000

**Características e Benefícios**

Epinefrina: vasoconstritor de referência para comparação dos demais vasoconstritores no aspecto potência e segurança, atuando semelhantemente à adrenalina endógena, liberada pela glândula suprarrenal.

Vários autores relataram que a epinefrina associada aos anestésicos locais, nas concentrações existentes, é bem suportada por pacientes com doenças cardiovasculares, desde que se obedeça a quantidade mínima para o máximo de eficácia do produto (máx. 2 tubetes aos cardiopatas), aspiração prévia e injeção lenta.

Associação de sal + vasoconstritor crescente no Brasil: Casuística altamente documentada; Histórico de sucesso

Total eficácia, comparável à Lidocaína, com maior potência. Menor toxicidade e maior segurança.

Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo).

**Apresentação**

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_DLA/MepivalemAD.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/MepivalemAD.rar)

**MEPIVALEM SV DLA**

Cloridrato de Mepivacaína 3% (sem vasoconstritor)

**Características e Benefícios**

Formulado com Mepivacaína: Quantidade ideal de concentração do sal anestésico para garantia de EFICÁCIA e manutenção de máximo PERFIL DE SEGURANÇA Ausência de vasoconstritor.

Não contém Metabissulfito de Sódio: opção para pacientes alérgicos a este conservante.

A ausência de um vasoconstritor permite a utilização em pacientes de risco, além de facilitar o uso em crianças pela curta duração anestésica.

Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo).

**Apresentação**

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml

**Link para download de imagens:** [www.tdv.com.br/Produtos\\_DLA/MepivalemSV.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/MepivalemSV.rar)



## **CITANEST**

Cloridrato de Prilocaína 3% com Felipressina 0,03 UI/ml

### **Características e Benefícios**

Formulado com Octapressin (Felipressina): vasoconstritor não adrenérgico que não apresenta efeito direto no miocárdio e pode ser administrado em pacientes cardiopatas, diabéticos não compensados e portadores de hipertireoidismo controlado.

Indicado para procedimentos de duração intermediária, onde não é necessário hemostasia (dentística, endodontia).

Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo).

### **Apresentação**

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml

Link para download de imagens: [www.tdv.com.br/Produtos\\_DLA/Citanest.rar](http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Citanest.rar)