Caderno de Especificações Técnicas de Produtos

LICITAÇÃO









Pasta Herjos F

Nome comercial:

Pasta Herjos F

Indicações:

Pastas profiláticas são indicadas para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.

Composição:

Água, Lauril Sulfato de Cálcio, Carbonato de Cálcio, Sorbitol, Propilenoglicol, Fluoreto de Sódio, Carboximetilcelulose, Sacarina Sódica, Quartzo, Sílica, Metilparabeno, Formaldeído, polimetilsiloxano e Aroma.

Apresentação comercial:

1 bisnaga com 90g

Sabores:

Tutti-frutti e Menta

Referência do Produto:

Pasta Herjos Tutti-frutti: 051390 Pasta Herjos Menta: 051391

Cadastro MS no:

10068870065

Prazo de Validade:

 $36\,meses$

Descritivo Técnico:

Pasta Herjos F é uma pasta profilática que contém flúor, indicada para procedimentos de limpeza, na remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimentos, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.

Possui sabor refrescante.



Magic Bond

Nome comercial:

Magic Bond

Indicações:

Adesão de restaurações em resina composta, cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e posteriores.

Composição:

BIS-GMA, TEGDMA, EDAB, fotoiniciador e estabilizante.

Apresentação comercial:

Frasco com 5 mL

Referência do Produto:

Magic Bond: 055003

Cadastro MS no:

10068870076

Prazo de Validade:

36 meses

Descritivo Técnico:

Magic Bond é um adesivo fotopolimerizável, de frasco único, indicado para uso em esmalte. É compatível com todos os materiais restauradores dentários: condicionadores, resinas fotopolimerizáveis, componentes restauradores e cimentos resinosos.



Magic Bond DE

Nome comercial:

Magic Bond DE

Indicações:

- Restaurações diretas de compósitos, cerômeros e compômeros fotopolimerizáveis.
- Cimentação adesiva de restaurações indiretas de cerâmica, cerômero e de compósito, tipo: facetas, inlays, onlays e coroas.

Composição:

Dimetacrilato de Uretano, Dimetacrilato Piromelítico (PMDM), 2-hydroxietil metacrilato, Bisfenol A, Mitacrilato de Glicidila, Álcool Anidro, Glicerol 1,3 — Dimetacrilato, Óxido 2,4, 6 Trimetilbenzoildifenil fosfina, Canforoquinona, Butil Hidroxitolueno, Dióxido de Silício, Bis-(Hidroxietil) — Aminopropil — N-Hidroxietil — Octadecilamina Difluoridrato.

Apresentação comercial:

Frasco com 5 mL

Referência do Produto:

Magic Bond DE: 055018

Cadastro MS $n^{\circ}\colon$

10068870076

Prazo de Validade:

36 meses

Descritivo Técnico:

Magic Bond DE com flúor é um agente de união com carga, fotopolimerizável, monocomponente indicado para uso em esmalte e dentina. Magic Bond DE com flúor é compatível com todos os materiais restauradores dentários: condicionadores, resinas fotopolimerizáveis, componentes restauradores e cimentos resinosos.



Fill Magic

Nome comercial:

Fill Magic

Indicações:

Reconstruções diretas de classes I, II, III, IV e V, Correções estéticas; Restaurações indiretas incluindo "inlays", "onlays" e facetas.

Composição:

Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos.

Apresentação comercial:

Reposição

1 seringa Fill Magic com 4g nas cores:

- Esmalte: A1; A2; A3; A3,5, A4; B1; B2;
 B3; C1; C2; C3; C4; D3
- Dentina: A1; A3; B2 e C2
- Incisal

Referência do Produto:

Fill Magic Rep. Esmalte A1: 052143 Fill Magic Rep. Esmalte A2: 052144 Fill Magic Rep. Esmalte A3: 052145 Fill Magic Rep. Esmalte A3,5: 052146 Fill Magic Rep. Esmalte A4: 052147 Fill Magic Rep. Esmalte B1: 052148 Fill Magic Rep. Esmalte B2: 052149 Fill Magic Rep. Esmalte B3: 052150 Fill Magic Rep. Esmalte C1: 052142 Fill Magic Rep. Esmalte C2: 052151 Fill Magic Rep. Esmalte C3: 052152 Fill Magic Rep. Esmalte C4: 052153 Fill Magic Rep. Esmalte D3: 052154 Fill Magic Rep. Dentina A1: 052160 Fill Magic Rep. Dentina A3: 052161 Fill Magic Rep. Dentina B2: 052162 Fill Magic Rep. Dentina C2: 052163

Fill Magic Rep. Incisal: 052155

Cadastro MS no:

10068870069

Prazo de Validade:

 $36\,meses$

Descritivo Técnico:

Fill Magic é um compósito híbrido de partículas finas, com alto teor de carga e reforçado com nanopartículas. Fill Magic é radiopaco e fotopolimerizável na cavidade dental ou em modelos.



NT Premium

Nome comercial:

NT Premium

Indicações:

Restaurador direto em dentes anteriores e posteriores; Correções estéticas: fechamento de diastema e má formação anatômica; Contenções de dentes com mobilidade; Inlays, onlays, facetas ou laminas diretas e indiretas; Reparo em cerâmicas; Reconstrução de Cúspides; Restaurações de classe V (cárie cervical, erosão dos colos, pequenos defeitos de classe V), especialmente para retração gengival, consequência de doença periodontal.

Composição:

Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, EDAB, fotoiniciador, cargas e pigmentos.

Apresentação comercial:

Reposição

1 seringa NT Premium com 4g nas cores:

- Esmalte: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C2; C3; W0
- Dentina: A2; A3
- Incisal: INL (incisal opalescente); IND (incisal neutro)
- Gengiva: G1 (rosa claro); G2 (rosa alaranjado); G3 (rosa); G4 (vermelho amarronzado); G5 (vermelho escuro)

Kit

5 seringas com 4g cada nas cores:

- G1 (rosa claro)
- G2 (rosa alaranjado)
- G3 (rosa)
- G4 (vermelho amarronzado)
- G5 (vermelho escuro)

Referência do Produto:

riererenda do riodato.
NT Premium Esmalte A1: 051487
NT Premium Esmalte A2: 051488
NT Premium Esmalte A3: 051489
NT Premium Esmalte A3,5: 051490
NT Premium Esmalte A4: 051491
NT Premium Esmalte B1: 051281
NT Premium Esmalte B2: 051282
NT Premium Esmalte B3: 051483
NT Premium Esmalte C2: 051485
NT Premium Esmalte C3: 051486
NT Premium WO
(branco opalescente): 051397
NT Premium Dentina A2: 051273
NT Premium Dentina A3: 051274
NT Premium Incisal INL
(incisal opalescente): 051283
NT Premium Incisal IND
(incisal neutro): 051284
NT Premium G1 (rosa claro): 051392
NT Premium G2
(rosa alaranjado): 051393
NT Premium G3 (rosa): 05194
NT Premium G4

Kit NT Premium Gengiva:135154

Cadastro MS nº:

10068870122

Prazo de Validade:

36 meses

Descritivo Técnico:

NT Premium é um compósito restaurador estético, nanohíbrido (tamanhos médios de partícula na faixa de 14 – 40 nm), fotopolimerizável e radiopaco, indicado para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, permanentes ou decíduos, que endurece diretamente na cavidade dental ou em modelos de trabalho com a utilização de luz halógena ou tipo LED. É compatível com os sistemas adesivos utilizados para promover a união permanente da restauração à estrutura do dente



Perfil

Nome comercial:

Perfil

Indicações:

Técnicas de dupla moldagem; Técnica de moldagem simultânea; Técnica com anel de cobre; Impressões para modelos de estudo, modelos de Ortodontia, matrizes, isolamento protetor dos dentes durante a coloração da prótese em mufla.

Composição:

Perfil Putty: Polidimetilsiloxano, Óleo Mineral, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma

Perfil Fluido: Polidimetilsiloxano, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma

Perfil Cub: Endurecedor para Silicone de Condensação, Bis ((2-etil-1-oxohexil)oxil) dioctilestanano, Vaselina, Dióxido de Silício e Pigmento.

Apresentação comercial:

Perfil Fluido Reposição: 01 bisnaga de Perfil Fluido com 120g

Perfil Putty Reposição: 01 pote de Perfil Putty com 1 kg 01 colher dosadora Aromas: menta e melancia

Perfil Cub Reposição: 01 bisnaga de Perfil Cub com 50g 01 Instrução de Uso Cor. verde

Referência do Produto:

Perfil Putty Soft menta:	053510
Perfil Putty Soft melancia:	051130
Perfil Fluido:	053509
Perfil Cub verde:	053505

Cadastro MS nº:

10068870120

Prazo de Validade:

36 meses

Descritivo Técnico:

Perfil é um produto à base de silicone tipo condensação indicado para moldagens de precisão de arcada dental ou arcada edêntula, visando à confecção de modelos para prótese dental total ou parcial. Possui as versões: Putty (Alta consistência), Fluido (Baixa consistência) e Cub (Catalisador Universal).



Ezact Kromm

Nome comercial: Ezact Kromm

Indicações:

O Ezact Kromm é indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas ou desdentadas em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudo para trabalhos de ortodontia, também sendo útil em moldagens para confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Composição:

Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Diatomita, Óxido de Magnésio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Álcool, Fenolftaleina e Aroma.

Apresentação comercial:

Embalagem com 410g

Referência do Produto:

Ezact Kromm: 051310

Cadastro MS no:

10068870084

Prazo de Validade:

36 meses

Descritivo Técnico:

Ezact Kromm é um Alginato para impressões odontológicas com presa normal e com sabor tutti-frutti resfrescante. Adquire coloração rosa durante a espatulação e retorna a cor branca após total geleificação, indicando o momento ideal para a remoção da boca. Ezact Kromm possui boa consistência, excelente elasticidade e ótima compatibilidade com o gesso.



Caderno de Especificações Técnicas de Produtos

LICITAÇÃO

SAC 0800 0247422









