

PERIODONTIA

Excelência EM PERIODONTIA



GOLGRAN

Millennium

AFIADOR

De Vídea
(46-1)



ALICATE

Goldman Fox Para Tecido
(55-1)



VOCÊ SABIA?

O Alicate de Goldman Fox Millennium é um produto com pontas ativas delicadas desenvolvido com corte preciso sendo indicado para gengivoplastia.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CINZEL

Kramer Nevins nº 1-2
(66-30)



Micro Ochsenbein Fedy nº1
(29-6)



Micro Ochsenbein Fedy nº2
(29-7)



Micro Ochsenbein Fedy nº3
(29-8)



Micro Ochsenbein Fedy 3 Tração
(29-15)



CINZEL

Micro Ochsenbein Fedy nº4
(29-9)



Ochsenbein nº 1
(29-1)



Ochsenbein nº 2
(29-2)



Ochsenbein nº3
(29-5)



Ochsenbeinnº3 Tração
(29-3)



Ochsenbein nº4
(29-4)



Periótomo Duplo (Reto e Curvo)
(32-8)



Periótomo Reto Flexível
(32-27)



Periótomo Simples Curvo
(32-1)



Periótomo Simples Reto
(32-2)



Rhodes nº 36-37
(33-1)



Tunelizador nº1
(39-1)



VOCÊ SABIA?

O Periótomo Flexível da Millennium é indicado para rompimento dos ligamentos periodontais, extrações de raízes de forma atraumática.

Confira e surpreenda-se com a flexibilidade deste instrumento!

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CINZEL

Tunelizador n° 2
(39-2)



Wedelstadt n° 1-2
(34-3)



Wedelstadt n° 3-4
(34-1)



Wedelstadt n° 5-6
(34-4)



Zerfing Duplo
(66-52)



Zerfing Simples
(66-51)



CURETA

After Five n° 1-2
(13-1)



After Five n° 3-4
(13-2)



After Five n° 5-6
(13-3)



After Five n° 7-8
(13-4)



After Five n° 9-10
(13-5)



After Five n° 11-12
(13-6)



After Five n° 13-14
(13-7)



VOCÊ SABIA?

As Curetas After Five se diferem das Curetas Gracey devido ao design das suas hastes serem mais alongadas em 3mm favorecendo a raspagem em bolsas periodontais com mais de 5mm de profundidade.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA

Bari nº5
(14-2)



Columbia 2L-2R
(16-2)



Columbia 4L-4R
(16-3)



Columbia nº 13-14
(16-1)



Foice SH 5/33
(234-2)



Foice WS Finlandia 14-15
(28-1)



Furca PL nº 1-2
(3-1)



Furca PL nº 3-4
(3-2)



Furca PL nº 5-6
(3-3)



VOCÊ SABIA?

A Cureta WS 14-15 é um instrumento com corte bilateral e seu designer proporciona ao profissional efetuar raspagem tanto em dentes anteriores como posteriores.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA

Furca PL 7-8
(3-4)



Furca PL F
(3-25)



PL N nº 1-2
(3-21)



PL N nº 3-4
(3-22)



PL N nº 5-6
(3-23)



Furca PL W 1-2
(3-31)



Furca PL W 3-4
(3-32)



Furca PL W 5-6
(3-33)



Goldman Fox (Foice) nº 1
(1-1)



VOCÊ SABIA?

A Cureta Goldman Fox nº 1 e 2 é usada em dentes anteriores, de mesial de canino esquerdo até o direito. Pode ser usada pela face vestibular ou também pela lingual ou palatina.

A angulação da haste serve para livrar da interferência da borda incisal dos dentes anteriores.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA



Goldman Fox nº 2
(1-2)



Goldman Fox nº 4
(1-4)



Goldman Fox H6-H7
(1-22)



Gracey nº 1-2
(2-1)



Gracey nº 3-4
(2-2)



Gracey nº 5-6
(2-3)



Gracey nº 7-8
(2-4)



Gracey nº 9-10
(2-5)



Gracey nº 11-12
(2-6)



VOCÊ SABIA?

Por terem as pontas ativas bem delicadas facilitando o acesso, as Curetas Goldman Fox nº 3 e 4 são indicadas para a região de Furca.

Temos disponível a Cureta Goldman Fox nº 3 (1-3) na linha Millennium.

SAIBA MAIS
 /GOLGRAN

CURETA

Gracey n° 13-14
(2-7)



Gracey n° 15-16
(2-8)



Gracey n° 17-18
(2-9)



Ivory n° 2-3
(19-1)



Crane Kaplan n° 6
(20-1)



Crane Kaplan 6D
(20-2)



Kramer n° 1
(21-1)



Kramer n° 2
(21-2)



Kramer n° 3
(21-3)



Langer n° 1-2
(22-1)



VOCÊ SABIA?

As Curetas Crane Kaplan n° 6 e 6D foram desenvolvidas para auxiliar o profissional a retirar tecidos durante o procedimento de aumento de coroa clínica.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA

Langer nº 3-4
(22-2)



Langer nº 5-6
(22-3)



Marco nº 1
(18-1)



Marco nº 2
(18-2)



McCall nº 1-10 (Foice)
(7-8)



McCall nº 4-8 (Enxada)
(7-1)



McCall nº 7-9 (Foice)
(7-2)



McCall nº 11-12
(7-3)



McCall nº 13-14
(7-4)



McCall nº 13S-14S
(7-7)



VOCÊ SABIA?

As Curetas McCall nº 13-14 e 17-18 possuem corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem na lingual-vestibular e mesial-distal de dentes posteriores.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA

McCall nº 17-18
(7-5)



McCall nº 19-20
(7-6)



Mini Five nº 1-2
(24-1)



Mini Five nº 3-4
(24-2)



Mini Five nº 5-6
(24-3)



Mini Five nº 7-8
(24-4)



Mini Five nº 9-10
(24-5)



Mini Five nº 11-12
(24-6)



Mini Five nº 13-14
(24-7)



Mini Five nº 15-16
(24-32)



VOCÊ SABIA?

As Curetas Mini Five, também conhecidas como Mini Gracey se diferem das Curetas Gracey devido ao design das ponta ativa ser reduzida em 50%, favorecendo o acesso em bolsas mais profundas.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

CURETA

Mini Five nº 17-18
(24-33)



Perio 0-00 (Foice ponta Morse)
(25-1)



Perio 1-0 (Foice)
(25-9)



Perio nº21 (Foice)
(25-15)



Perio nº 34-35 (Foice)
(25-19)



Perio Scaler 2045
(26-1)



DESCOLADOR

24G
(35-8)



Buser nº 1
(35-9)



Buser nº 2
(35-10)



VOCÊ SABIA?

A Foice de Pério nº 0-00, também conhecida como "Ponta Morse", é utilizada na raspagem supra gengival.

É indicada para regiões interproximais de dentes anteriores.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

DESCOLADOR

Dissector
(35-13)



Freer
(35-15)



Goldman Fox n° 14
(35-1)



Hourigan PHZ
(35-18)



Kramer Nevins
(35-25)



Micro Freer
(35-46)



Micro Retrator
(35-19)



Molt n° 1-2 (Cureta)
(35-26)



Molt n° 2-4 Bolinha (Cureta)
(35-2)



VOCÊ SABIA?

Também disponibilizamos o Descolador Freer na linha Golgran com cabo maciço (35-16).

Todos os Descoladores também estão disponíveis na linha Millennium PLUS com cabo oco de espessura de 9,5mm para uma melhor empunhadura.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

DESCOLADOR

Molt Simplex
(35-24)



Molt nº 9
(35-17)



Prichard
(35-23)



EXTRATOR

de Tartáro nº 3
(86-1)



de Tartáro nº 33
(86-2)



de Tartáro nº 34
(86-3)



GENGIVÓTOMO

Buck nº 5/6
(90-3)



Goldman Fox nº 7
(90-4)



Kirkland nº 15-16
(90-1)



Orban nº 1-2
(90-2)



VOCÊ SABIA?

O Descolador Molt nº 9 possui duas extremidades, a parte pontiaguda inicia o processo de descolamento da papila gengival entre os dentes, e a parte mais larga e arredondada é utilizada para continuar o descolamento do periosteo do osso.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

VOCÊ SABIA?

Temos diversas Limas desenvolvidas para auxiliar na retirada ou remodelação de bloco/fragmento ósseo, como as Limas Buck, Buting, Schuluger, Sugarman e Lima Dunlop n° 2 de Transição (114-22)

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

Buck n° 11-12
(111-2)



Buck PHD
(111-3)



Buting n° 15-16
(112-1)



Buting n° 17-18
(112-2)



Buting n° 19-20
(112-3)



Dunlop n° 1-2
(113-2)



Dunlop n° 2-2A
(113-4)



Dunlop n° 2-5F
(113-6)



Dunlop n° 3-7
(113-9)




Dunlop n° 4-5
(113-12)



Hirschfeld n° 10H-11F
(114-13)



LIMA



Hirschfeld nº 3-7
(114-7)

Hirschfeld nº 5-11
(114-4)

Hirschfeld nº 9-10
(114-10)

Hirschfeld Transição 01
(114-21)

Schulger nº 9-10
(122-2)

Schulger 11-12 PHD
(122-4)

Sugarman 1S-2S
(123-2)

Sugarman 3S-4S
(123-4)

Tipo Faca Diamantada
(124-1)

Tompkins nº 3-4
(115-3)

VOCÊ SABIA?

Devido ao design das Limas Hirschfeld e Dunlop, muitos profissionais as utilizam para realizar raspagem sub gengival devido ao seu fácil acesso em regiões com mais de 5mm de profundidade.

Também temos Lima de transição modelo Dunlop 2 (114-22)

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

LIMA

Triangular Diamantada
(124-2)



PEDRA

Para Afiar Branca
(152-3)



Para Afiar Triangular
(152-2)



Para Afiar Goiva 186 Laranja
(152-6)



Goiva 186 Cinza
(152-1)



VOCÊ SABIA?

A Lima triangular é utilizada para afiar instrumentos com ângulos de difícil acesso, como Lima Hirschfeld e Dunlop por exemplo. Dispomos de Pedra para afiar de carburudum (Cinza) e de oxido de alumínio (branca e laranja).

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

PINÇA

Stevens com Dente Reta
11 cm (194-2)
14 cm (194-5)




Curva 11 cm (194-1)
14 cm (194-6)



Stevens com Serrilha Reta
11 cm (194-4)
14 cm (194-7)



Curva 11 cm (194-3)
14 cm (194-8)



PINÇA

Crane Kaplan (Jogo com 2 Peças)
(160-3)

n° 65E
(160-2)

n° 65D
(160-1)



PORTA AGULHA

Castroviejo Especial (com Vídea) 14 cm Reto
(135-2)



Curvo (35-1)



Curvo (135-3)

Castroviejo Simples 14 cm Reto
(135-4)



VOCÊ SABIA?

A Vídea é composta por tungstênio, carbono e cobalto, um material resistente que não sofre desgaste e possibilita uma melhor fixação da agulha de sutura, bem como mantém a vida útil do instrumento.

SAIBA MAIS
 /GOLGRAN

SONDA EXPLORADORA

17S-23S
(142-35)



SONDA MILIMETRADA

Glickman Dupla
(143-55)



SONDA MILIMETRADA

VOCÊ SABIA?

As Sondas milimetradas são utilizadas para avaliação da profundidade das bolsas, nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival. Dispomos de vários modelos diferentes de acordo com a necessidade e comodidade de cada profissional.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

Glickman com North Carolina
(143-34)



Goldman Fox
(143-8)



Maceio
(143-37)



Michigan nº23
(143-33)



Nabers Colors 2N
(143-22)



North Carolina CPUNC 15 com Explorador
(143-31)



North Carolina CPUNC 15
(143-14)



OMS com North Carolina
(143-15)



OMS
(143-10)



OMS com PCP12
(143-23)



SONDA MILIMETRADA



PCP 12
(143-29)



Williams
(143-9)



Williams n° 23
(143-16)

Curva 9 cm (145-18)
11 cm (145-7)
14 cm (145-11)



Castroviejo com Serrilha Reta
9 cm (145-19)
11 cm (145-8)
14 cm (145-12)

TESOURA

Goldman Fox Curva 13 cm
(145-25)



Goldman Fox Reta 13 cm
(145-26)



VOCÊ SABIA?

Disponos da linha de Periodontia Millennium PLUS, desenvolvida com o cabo oco de 9,5mm para atender os profissionais e especialistas que não abrem mão da excelência em seus atendimentos.

Confira alguns modelos na página a seguir.

SAIBA MAIS
 /GOLGRAN

Millennium
Plus

CONHEÇA O QUE HÁ DE MELHOR EM PERIODONTIA



**Alta tecnologia no aço,
excelente corte e maior durabilidade!
Linha com cabos ocos de 9,5mm.**